

Relatório de Projeto - Project Factory

Grupo Nº	Curso
	Engenharia Informática
	Composição do Grupo
Nº	Nome
50037722	Pedro Miguel Coelho Rosa

_	lice ÁRIO EXECUTIVO
1	INTRODUÇÃO
2	STAKEHOLDERS
3	MODELO DE DOMÍNIO DO SISTEMA NEUROPSI
4	AMBITO DO PROJETO
	Cenário Principal5
	Cenários Secundários
	Contexto do trabalho
	Competiçao
	Benchmarking
5	SIMULAÇAO DO MERCADO
	Calculo do Sell-out
	Custos do projeto
6	RISCOS DO PROJETO
ANE	XO A: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA NEUROPSI
	Requisitos Funcionais
	Requisitos Não Funcionais
ANE	XO B: MOKUPS E INTERFACES
	Interfaces Neuropsicologo
	Interfaces Paciente
	Interfaces Neuropsicologo/Paciente



Sumário Executivo

Pretendemos apresentar uma aplicação web para ser utilizada na área de neuropsicologia por neuropsicólogos e os seus pacientes, que permite a gestão, marcação e realização de testes cognitivos utilizando qualquer sistema com um browser e acesso à internet.

O mercado alvo serão os pacientes que vivam em zonas rurais longe das cidades ou que tenham dificuldades em deslocar-se para os consultórios ou hospitais e os neuropsicólogos que vão seguir os seus casos.

1 Introdução

A neuropsicologia é a ciência que estuda as relações entre determinadas áreas do cérebro e o comportamento humano. Nas consultas de neuropsicologia pretende-se caracterizar as situações clínicas dos pacientes que apresentam alterações nas funções cognitivas como a memória, a concentração, a linguagem, o pensamento logico e abstrato, a capacidade de planeamento e de organização, etc.

Uma das formas de avaliação neuropsicologia é feita através de um conjunto de testes padronizados (por exemplo o teste de Discalculia) que visa a verificar se o paciente possui discalculia através de cálculos matemáticos como adição, subtração e multiplicação, cabendo depois ao neuropsicólogo verificar se o paciente realmente tem discalculia (por exemplo confundir números e sinais matemáticos). Estes testes são muitas vezes feitos em papel.

Pretende-se desenvolver uma aplicação web que permita a realização desses testes assim como o registo dos dados obtidos e a sua visualização e análise. O objetivo é ainda tornar a plataforma o mais segura possível para os seus utilizadores. Esta aplicação permitirá ao neuropsicólogo aceder ao historial de novos testes realizados pelo paciente de forma a que apenas as duas pessoas envolvidas possam aceder a estes dados através de um login seguro. Os resultados dos testes realizados são guardados numa base de dados. Nao só o neuropsicologo mas tambem o paciente poderá aceder à lista do historial dos seus testes para que possa selecionar um teste para realizar ou ver os seus resultados e comentários feitos pelo neuropsicólogo de um teste já feito.

Com a utilização desta aplicação web, deixa de ser necessário a presença de um neuropsicólogo para a realização destes testes, poupando a viagem necessária aos pacientes, assim como guardá-los em formato de papel, poupando espaço físico e diminuindo o tempo necessário para encontrar o teste pretendido para o analisar.

Personas:

- Neuropsicólogo: O utilizador especialista na área de psicologia cognitiva;
- Paciente: O utilizador que necessita de uma avaliação cognitiva;
- Técnico: Responsável por atribuir e remover pacientes aos neuropsicólogos.



2 Stakeholders

Neuropsicólogo: Acede a informação dos pacientes que lhes são atribuídos. Determina e marca testes para os seus pacientes e acede aos resultados dos mesmos. Pode cancelar testes marcados que ainda não tenham sido realizados pelo paciente. Pode remarcar testes que tenham sido completados pelo paciente. Acede a informação geográfico da localização onde atualmente se encontra e às localizações onde foram realizados os testes que marcou aos seus pacientes.

Paciente: Acede a sua informação no sistema. Acede a lista dos seus testes realizados, pendentes, cancelados e remarcados. Acede aos resultados dos seus testes realizados. Pode cancelar um teste marcado que não deseje realizar.

Técnico: Acede a lista de todos os psicólogos e todos os pacientes registados no sistema. Atribui pacientes aos neuropsicólogos. Não tem acesso aos testes nem aos resultados.

Nota: O técnico não foi implementado no projeto final.



3 Modelo de Domínio do Sistema NeuroPsi




Figura 1. Diagrama de Classes do Sistema NeuroPsi



4 Ambito do projeto

Cenário principal

Atraves da interface do login, o utilizador inicia a sessao com o seu nome de utilizador e password conseguindo assim entrar na plataforma, password esta que está encriptada na base de dados sendo assim impossivel de outros utilizadores a obterem. Caso um utilizador fique inativo durante muito tempo, a plataforma automaticamente efetua o logout da conta do utilizador, dirigindo-o assim para a interface de login novamente.

Cenários secundários

Atraves da interface ficha de paciente, o paciente escolhe realizar o teste de Discalculia, é entao direcionado para a interface do teste onde tem de responder a perguntas matemáticas onde os algarismos sao gerados de forma random. Ao terminar, submete o teste guardando as equações e os resultados na base de dados.

O neuropsicologo, atrevés da interface da ficha de paciente consegue aceder a uma tabela com os resultados dos testes de Discalculia realizados pelo paciente. Ao clicar num determinado teste é direcionado para um interface com os resultados do próprio.

Contexto do trabalho

Cerca de 48.6% dos idosos em Portugal vivem em regiões do Centro e Alentejo, 455.479 destes idosos apresentam problemas cognitivos. O objetivo desta plataforma é permitir a estes sujeitos que moram em zonas rurais realizarem testes cognitivos sem qualquer necessidade de movimentação a um consultório.

Com a utilização desta aplicação web, deixa de ser necessário a presença de um neuropsicólogo para a realização destes testes assim como guardá-los em formato de papel, poupando espaço físico e diminuindo o tempo para aceder aos resultados.



Competição

Algumas plataformas, como o Cognifit e o Thinkexam, permitem fazer testes cognitivos online. No entanto estas não são criadas especificamente para os profissionais da neuropsicologia, já que não oferecem replays dos resultados.

Benchmarking

Características	NeuroPsi	CogniFit	Think exam
		_	_
Permite parametrizar os testes de acordo com as necessidades	1	0	0
Tem testes predefinidos	1	1	1
Tem muitas categorias de testes	0	1	1
A interface é apelativa para o utilizador	0	1	1
Permite realizar estudos experimentais que requerem análise de	0	1	0
habilidades cognitivas			
O sistema avalia os resultados e atribui um score	1	1	1
Foi desenvolvido para ser utilizado em várias áreas	0	1	1
O sistema mostra a evolução cognitiva dos utilizadores avaliados	1	1	1
Permite a criação de grupos para facilitar a marcação de testes e	1	1	1
comparação de dados			
Os resultados são sempre analisados por um neuropsicólogo	1	0	0
Permite mais avaliações alem da cognitiva	0	0	1
Permite ao utilizador marcar os seus próprios teste para se autoavaliar	0	1	1
Tem suporte mobile	0	1	1
Total	6	10	10



5 Simulação do mercado

Calculo do Sell-out

#	Grupo alvo	Penetraç ão	Frequencia	Valor (€)	Periodo	Total (€)
Mensal	2000	38%	1	60	12	547200
Testes comprados	2000	38%	3	80	1	182400

Custos de produçao do projeto

Custo de produçao	Valor (€)
Duraçao projeto (meses)	12
Custos mensais	5700
Computadores	3600
Tablets	800
Telemóveis	500
Total	73300

6 Riscos do projeto

Risco	Probabilidade	Impacto
Software falhar	Médio	Severo
Software ter um impacto baixo nos utilizadores	Médio	Severo



Anexo A: Levantamento de requisitos do Sistema NeuroPsi

Requisitos Funcionais

#	Nome do Requisito	Descrição	Pri.
FR01	Passwords encriptadas	O sistema guarda a hash das passwords na base de dados.	Alta
FR02	Sistema de inatividade	Passado algum tempo de inatividade por parte do utilizador, o sistema faz logout automaticamente.	Alta
FR03	Teste de Discalculia	Teste cognitivo consistente por 15 equaçoes matemáticas.	Alta
FR04	Guardar Teste	O teste realizado pelo paciente é guardado na base de dados.	Alta
FR05	Marcação de testes (Discalculia)	O neuropsicólogo marca um teste de discalculia para o paciente.	Alta
FR06	Realização de testes	O paciente consegue realizar o teste cognitivo de Discalculia.	Alta
FR07	Acesso aos testes	O paciente consegue aceder ao historial dos seus testes e o neuropsicólogo consegue aceder ao historial dos testes que marcou.	Alta
FR8	Acesso a resultados	O neuropsicólogo consegue aceder aos resultados dos testes completados que marcou e o paciente consegue aceder aos resultados dos testes que completou.	Alta
FR9	Mudar entre tabelas de testes	Utilizadores escolhem tabela de testes consuante o tipo de teste que pertende ver.	Média
FR10	Registo	Utilizadores novos podem registar-se na plataforma.	Baixa

Requisitos Não Funcionais


#	Nome do Requisito	Descrição	Pri.
NFR01	Hash	Colocar a hash do lado do servidor	Alta
NFR02	Não utilizar hierarquia de menus	O sistema não deve conter hierarquia de menus	Media
		de forma a ser mais simples de entender e utilizar.	



Anexo B: Mockups e Interfaces




Interface 1 (Neuropsicologo). Lista de pacientes



Interface 2(Neuropsicologo). Ficha de paciente






Interface 3 (Paciente). Testes paciente



Interface 4 (Paciente). Teste Discalculia





Interface 5 (Neuropsicolo/Paciente). Resultados Discalculia